# THE PURE SILVER UL-7000 ORGO-LIFE® QUANTUM ZAPPER, 3 in 1




**Brand:** Orgo-Life® Technology
**Product Code:** UL-7000
**Availability:** 13
**Weight:** 0.00kg
**Dimensions:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

## Price: $357.50

**Ex Tax: $357.50**

**Short Description**
**THE PURE SILVER UL-7000 ORGO-LIFE® QUANTUM ZAPPER, 3 in 1**

Available in 1 day the only kit in the world 3 in 1, from Orgo-Life®

All-new Quantum technology at the circuitry level of the device allows you to:

1-Make fresh Colloidal Water daily, to keep your system in overall better shape (recommended to do in 20-30 minutes or ask your doctor)

2-You zap the parasites every day and weaken the membranes of their cells to promote their elimination.

3-The ideal tool for those who have had the Shoot.

-For those who have the new Energetic Therapeutic PRO series, it also serves as an amplifier for your Orgo-Life® unit and allows you to amplify terrestrial waves and energies to be better connected to the earth (GROUNDING)

**Description**
**THE PURE SILVER UL-7000 ORGO-LIFE® QUANTUM ZAPPER, 3 in 1**

Available in 1 day the only kit in the world 3 in 1, from Orgo-Life®

All-new Quantum technology at the circuitry level of the device allows you to:

1-Make fresh Colloidal Water daily, to keep your system in overall better shape (recommended to do in 20-30 minutes or ask your doctor)

2-You zap the parasites every day and weaken the membranes of their cells to promote their elimination.

3-The ideal tool for those who have had the Shoot.

-For those who have the new Therapeutic PRO series, it also serves as an amplifier for your Orgo-Life® unit and allows you to amplify terrestrial waves and energies to be better connected to the earth (GROUNDING)

**Our devices do not claim to cure any disease or illness. Disclaimer: In the event of a serious medical condition, please seek the help and advice of a qualified medical professional. The potential health benefits have not been evaluated by national medical licensing bodies.**

## MORE DESCRIPTION TO COME SOON

**Product Gallery**







Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
The best place to do a treatment is under the foot.
For approx. 30-45 minutes, but you can also use your arms
legs etc... remember that pure silver may leave a little black
spot wich is normal, wash with soap.
Le meilleur endroit pour faire un traitement est sous le pied.
Pendant environ 30-45 minutes, mais vous pouvez
utilisez également vos bras, vos jambes, etc, rappelez-vous
que l'argent pur peut laisser une petite tache noire ce qui
est normal, laver avec du savon
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Use the velcro with the zapper to install the zapper on your foot.
Utilisez le velcro avec le zapper pour installer le zapper sur votre pied.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Put the zapper on, with the switch, and let it run for approx.
30-45 min., a light will show you that the zapper is turned on.
Mettez le zappeur en marche, avec l'interrupteur, et laissez-le tourner
pendant environ 30-45 min., une lumière vous indiquera
que le zapper est allumé.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Put the zapper on, with the switch, and let it run for approx.
30-45 min., a light will show you that the zapper is turned on.
Mettez le zappeur en marche, avec l'interrupteur, et laissez-le tourner
pendant environ 30-45 min., une lumière vous indiquera
que le zapper est allumé.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
The Pure silver plates is the part that must be in contact with your
skin, remeber silver might leave a few black spots on your skin,
you may wash off with soap after.
Les plaques en argent pur est la partie qui doit être en contact avec
votre peau, rappelez-vous que l'argent peut laisser quelques tâches
noires sur votre peau,vous pouvez laver avec du savon après.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Then with your Quantum Zapper and Silver rods kit, you can make
a glass of fresh colloidal silver within 25-30 minutes.
Ensuite avec votre kit d'argent colloïdal et votre Zapper Quantique,
vous pourrez faire un verre d'argent colloïdal frais
dans les 25 à 30 minutes.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Then put your silver rods into the glass, as shown on the picture.
Ensuite, placez vos tiges d'argent dans le verre, comme indiqué sur la photo
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
You are now ready to connect your silver rods with this connexion to your zapper, as shown in the picture.
Vous êtes maintenant prêt à connecter vos tiges d'argent avec cette connexion à votre zapper, comme indiqué sur l'image.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
To make a glass of fresh colloidal silver with your Quantum Zapper, please use a glass of 200-250ml (7-8 ounces) of 0ppm water, or distilled water, you can buy this at your local pharmacy. The cup for the water must be glass absolutely (Not metal)
Pour faire un verre d'argent colloidal frais avec votre Quantum Zapper, veuillez utiliser un verre de 200 à 250 ml (7 à 8 onces) d'eau à 0 ppm, ou de l'eau distillée, vous pouvez l'acheter dans votre pharmacie locale.
La tasse pour l'eau doit être absolument en verre (pas en métal)
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
To make a glass of fresh colloidal silver with your Quantum Zapper, please use a glass of 200-250ml (7-8 ounces) of 0ppm water, or distilled water, you can buy this at your local pharmacy. The cup for the water must be glass absolutely (Not metal)
Pour faire un verre d'argent colloidal frais avec votre Quantum Zapper, veuillez utiliser un verre de 200 à 250 ml (7 à 8 onces) d'eau à 0 ppm, ou de l'eau distillée, vous pouvez l'acheter dans votre pharmacie locale.
La tasse pour l'eau doit être absolument en verre (pas en métal)
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
To make a glass of fresh colloidal silver with your Quantum Zapper, please use a glass of 200-250ml (7-8 ounces) of 0ppm water, or distilled water, you can buy this at your local pharmacy. The cup for the water must be glass absolutely (Not metal)
Pour faire un verre d'argent colloidal frais avec votre Quantum Zapper, veuillez utiliser un verre de 200 à 250 ml (7 à 8 onces) d'eau à 0 ppm, ou de l'eau distillée, vous pouvez l'acheter dans votre pharmacie locale.
La tasse pour l'eau doit être absolument en verre (pas en métal)
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Then let the zapper run for approximate 25-30 minutes, as shown in the picture.
Ensuite, laissez le zapper fonctionner pendant environ 25 à 30 minutes, comme indiqué sur l'image.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145
Remember your zapper unit and Colloidal silver rods are made to make 1-3 glass of fresh water everyday, (using it between 25-30 minutes). The unit is not designed to make 1 gallon or bigger quantities, such as more commercial usage. It is designed just for your personnal usage. The silver rods will wear out in time, you can purchase new rods with Orgo-Life Tehcnology anytime on our website.
N'oubliez pas que votre unité zapper et les tiges d'argent colloïdal sont faites pour fabriquer 1 à 3 verres d'eau fraiche tous les jours (en l'utilisant entre 25 et 30 minutes/verre). L'unité n'est pas conçue pour fabriquer des quantités de 1 gallon ou plus, telles qu'un usage plus commercial. Il est conçu uniquement pour votre usage personnel. Les tiges d'argent s'useront avec le temps, vous pouvez acheter de nouvelles tiges avec Orgo-Life Technology à tout moment sur notre site Web.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145
Then with your Quantum Zapper and Silver rods kit, you can make a glass of fresh colloidal silver within 25-30 minutes.
Ensuite avec votre kit d'argent colloïdal et votre Zapper Quantique, vous pourrez faire un verre d'argent colloïdal frais dans les 25 à 30 minutes.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
A fully charged battery should give you approx. 10 hours of usage of your zapper, before recharging the battery
Une batterie complétement chargée devrait vous donner environ 10 heures d'utilisation de votre zapper, avant de recharger la batterie
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
For those who own an Orgo-Life Therapeutic PRO series, there is two cables on your unit, the one with the mini 1/8 plug is to be connected to your zapper for a special wave boost.
Pour ceux qui possèdent une série Orgo-Life Therapeutic PRO, il y a deux câbles sur votre appareil, celui avec la prise mini 1/8 est à connecté à votre zapper pour un boost d'ondes spéciales.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
If you are doing amplifying with 2 boosting amplifying treament, connect the first amplifier as shown in the picture
Si vous faites un traitement à 2 amplificateurs boostés, connectez le premier amplificateur comme indiqué sur l'image
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
If you are doing amplifying with 2 boosting amplifying treament, connect the first amplifier as shown in the picture
Si vous faites un traitement à 2 amplificateurs boostés, connectez le premier amplificateur comme indiqué sur l'image
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Then connect the 2nd amplifier to the zapper as shown in the picture.
Connectez ensuite le 2ème amplificateur au zapper comme indiqué sur la photo.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Then connect the 2nd amplifier to the zapper as shown in the picture.
Connectez ensuite le 2ème amplificateur au zapper comme indiqué sur la photo.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Then put the zapper on, and then connect the 2nd amplifier to a 110 or 220 volts outlet as shown in the picture.
Mettez ensuite le zapper en marche, puis connectez le 2e amplificateur à un Prise 110 ou 220 volts comme indiqué sur la photo.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
You won't be able to read it on a ppm-meter, because for about 25-30 minutes of ionization will give you approximately 0.5 ppm of silver in 250ml, which is equivalent to about 10ppm for one tablespoon of 15ml. You would have to ionize for more than 90 minutes, which is not recommended. Please consult a doctor before doing this.
Vous ne pourrez pas le lire sur un compteur de ppm, car pour environ 25-30 minutes d'ionisation, vous donneront environ 0.5 ppm d'argent dans 250 ml, ce qui équivalent à environ 10ppm pour une cuillère à soupe de 15ml. Il faudrait ioniser pendant plus de 90 minutes, ce qui n'est pas recommandé. Veuillez consulter un médecin avant de faire pareil.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
You are now ready to turn on your zapper, as shown in the picture.
Vous êtes maintenant prêt à allumer votre zapper, comme indiqué sur l'image.
www.Orgo-Life.com


Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
To make a glass of fresh colloidal silver with your Quantum Zapper, please use a glass of 200-250ml (7-8 ounces) of 0ppm water, or distilled water, you can buy this at your local pharmacy. The cup for the water must be glass absolutely (Not metal)
Pour faire un verre d'argent colloïdal frais avec votre Quantum Zapper, veuillez utiliser un verre de 200 à 250 ml (7 à 8 onces) d'eau à 0 ppm, ou de l'eau distillée, vous pouvez l'acheter dans votre pharmacie locale.
La tasse pour l'eau doit être absolument en verre (pas en métal)
www.Orgo-Life.com